

VERMEIREN

we care for you



TIMIX

Wózek elektryczny z napędem na przednie koła.
Doskonałe właściwości w terenie.

Ul. łączna 1
55-100 Trzebnica
Polska
tel. 71 3874200
faks 71 3870574
info@vermeiren.pl



Adres dostawy

Zamawiający:

ref.

Ceny w formularzu - detaliczne netto

Cena netto

Cena brutto

Timix wersja standardowa

17472 zł

18870 zł

KONFIGURACJA

Silniki

	6 km/h		-	-
	10 km/h		1010 zł	1091 zł
	14 km/h		3494 zł	3774 zł
SE50	TECHNOLOGIA V-STAB: automatyczna kompensacja błędów trakcyjnych		-	-
XD	PowerModule 120A - zwiększa moc - ułatwia pokonywanie przeszkód i jazdę po nachyleniu		1638 zł	1769 zł



Szerokość siedziska

	40	45	50		
				-	-



Głębokość siedziska

	42	44	46	48	50	52		
							-	-



Wysokość siedziska (mierzona do ramy siedziska bez poduszki)


	450 mm		-	-
	500 mm		-	-







Sterownik & Podłokietniki




Sterownik

R	Prawa strona		-	-
L	Lewa strona		-	-




Odchylany na bok					
SE53	Odchylany na boki (na zew. i do wew.)		-	-	
SE53Z	Odchylany na bok i opuszczany pod podłokietnik (na zew. i do wew.) . Nie kompatybilne z SE64 - fixed & SE64 - swivel.		218 zł	235 zł	
SE53A	Odchylany na zewnątrz i do wewnątrz z regulowaną trójsłopniową blokadą ustawienia. Nie kompatybilne z SE64- fixed & SE64- swivel.		109 zł	118 zł	
Opcje sterownika					
LINX	Sterownik LINX (REM 200)		-	-	
LINX LCD	Sterownik z dotykowym ekranem LCD zintegrowanym (REM400)		1638 zł	1769 zł	
SE64 - fixed	Przyciski aktywacyjne - przymocowane do podłokietnika. Nie kompatybilne z SE53Z & SE53A.		1092zł	1179 zł	
SE64 - swivel	Przyciski aktywacyjne - przymocowane do odchylanego sterownika . Nie kompatybilne z SE53Z & SE53A.		1092 zł	1179 zł	
Specjalne sterowniki					
SE68	Specjalne dźwignie dla tetraplegików do przełączania funkcji na dżojstiku typu LINX LCD) - Tylko ze sterownikiem REM 400.		1150 zł	1150 zł	
SE02	Table control		945 zł	1020 zł	
SE04	Sterowanie brodą - zaleca się jednocześnie zamówienie opcji sterownika XD.		4204 zł	4540 zł	
SE08	Sterownik zamontowany za tyłko za oparciem dla osoby towarzyszącej .		317 zł	342 zł	
SE09	Dodatkowy sterownik dla osoby towarzyszącej		1806 zł	1950 zł	
SE63	Kulka piankowa na strowniku		273 zł	295 zł	
SE82	Przyciski sterujące rozlokowane w różnych miejscach (octopus 2) . Wymaga dokładnego sprecyzowania , w którym miejscu na wózku umieścić przyciski.		6006 zł	6486 zł	
SE83	Mini Dżojstik (minimalna siła nacisku) (Wymaga zamówienia sterownika LINX LCD - REM400).		12600 zł	13608 zł	
SE83 wałek	Mini Dżojstik (minimalna siła nacisku) - końcówka w kształcie wałka wciętego. Wymaga zamówienia sterownika LINX LCD (REM400).		12600 zł	13608 zł	
SE 55	Dżojstik HD - wzmocniony dla osób z dużą spastyką . Wymaga zamówienia sterownika LINX LCD (REM400).		5000 zł	5400 zł	

Podłokietnik & Podparcie pod łokieć						
	Podparcie pod łokieć PU		-	-		
	Podparcie pod łokieć - Soft comfort		164 zł	177 zł		
	Podparcie pod łokieć - skaj		164 zł	177 zł		
Podłokietnik rynnowy PU (stabilizujący przedramie) , nie kompatybilne z B15 -stolik, SE74A-lusterko lub SE16.						
B66	Prawy		186 zł	201 zł		
	Lewy		186 zł	201 zł		
Podłokietnik próżniowy , modyfikowany STABILO (stabilizujący przedramie) , nie kompatybilne z B15 -stolik, SE74A-lusterko lub SE16						
B66S	Prawy		516 zł	557 zł		
	Lewy		516 zł	557 zł		
Podnóżki						
B06	ściągane podnóżki dwupłytowe		-	-		
BA6	ściągane podnóżki dwupłytowe - krótsze 7 cm		-	-		
BK6	ściągane podnóżki jednopłytowe					
BL6	ściągane podnóżki jednopłytowe - krótsze 7 cm					
Regulowane manualnie podnóżki						
Prawa strona						
BZ7	regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki		218 zł	235 zł		
BZ8	regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki - krótszy 7 cm		218 zł	235 zł		
Lewa strona						
BZ7	regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki		222 zł	239 zł		
BZ8	regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki - krótszy 7 cm		222 zł	239 zł		
Regulowane automatycznie podnóżki						
Prawa strona						
BZ7E	Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki		1638 zł	1769 zł		
BZ8E	Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki - krótszy 7 cm		1638 zł	1769 zł		
Lewa strona						
BZ7E	Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki		1638 zł	1769 zł		
BZ8E	Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki - krótszy 7 cm		1638 zł	1769 zł		
Centralny						
BZ10	Manualnie regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki jedno-płytowe.		600 zł	648 zł		
BZ10E	Automatycznie regulowany podnóżki do poziomu z podparciami pod łydki jedno-płytowe (1 silownik)		2621 zł	2830 zł		

Siedzisko					
Rodzaj materiału tapicerskiego					
	Nylon		-	-	
	PU Soft (szary)		-	-	
	AirFlow (czarny)		-	-	
	AirFlow (czarny) / cordura (czarna)		200 zł	216 zł	
	Cordura		147 zł	159 zł	
	Skaj (czarny)		-	-	
L16	Płyta z pasami velcro bez poduszki		-	-	
B23	Poduszka płaska 4 cm z pasami velcro		-	-	
B23P	Poduszka wyprofilowana z pianki w pokrowcu		109 zł	118 zł	
L35	Poduszka Contur z pasami velcro		344 zł	372 zł	
VICAIR LIBERTY	Poduszka pneumatyczna VICAIR LIBERTY		333 zł	360 zł	
VICAIR PROFILE	Poduszka pneumatyczna VICAIR LIBERTY PROFILE ze stabilizatorem miednicy		540 zł	583 zł	
VICAIR VECTOR O2	8 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR VECTOR O2- 6 cm		1011 zł	1092 zł	
	8 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR VECTOR O2 - 10 cm		1011 zł	1092 zł	
VICAIR MULTIFUNCTIONAL O2	5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR MULTIFUNCTIONAL O2 - 6 cm		1123 zł	1213 zł	
VICAIR POMMEL O2	5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR POMMEL O2- 10 cm		1718 zł	1856 zł	
VICAIR CENTRE RELIFE O2	5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR CENTRE RELIFE - 10 cm		1201 zł	1297 zł	
VICAIR ACTIVE O2	5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR ACTIVE O2- 6 cm		1011 zł	1092 zł	
VICAIR ACTIVE O2	5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR ACTIVE O2- 9 cm		1011 zł	1092 zł	
Oparcie					
Rodzaj materiału tapicerskiego					
	Nylon		-	-	
	PU Soft (szary)		-	-	
	AirFlow (czarny)		-	-	
	AirFlow (czarny) / cordura (czarna)		200 zł	216 zł	
	Cordura		147 zł	159 zł	
	Skaj (czarny)		-	-	

Rodzaj oparcia					
L34 Std	Poduszka na podstawie drewnianej - Kontur STD				
	Wysokość oparcia				
	58 cm		398 zł	430 zł	
	oparcie wyższe 65 cm		148 zł	160 zł	
	oparcie wyższe 70 cm				
	oparcie wyższe 75 cm				
Stelaż rurowy : poduszka na podstawie drewnianej - Kontur. Z regulacją ustawienia wyżej/niżej i głębiej/płycej.					
L34 Tub	Wysokość oparcia				
	58 cm		398 zł	430 zł	
	oparcie wyższe 65 cm		148 zł	160 zł	
	oparcie wyższe 70 cm				
	oparcie wyższe 75 cm				
L34 Tub Ergo	Stelaż rurowy : podstawa płyta aluminiowa Ergo. Z regulacją ustawienia wyżej/niżej i głębiej/płycej. (zawsze wysokość płyty 53 cm)		172 zł	186 zł	
L44 Velcro	Stelaż rurowy : podstawa ealstyczna z pasami VELCRO		-	-	
B23	Cienka poduszka z czarnego nylonu - 4 cm - zawsze z L44 Velcro.		-	-	
L34	Poduszka Contur		344 zł	372 zł	
Vicair Multifunctional	Poduszka Vicair Multifunctional		1572 zł	1698 zł	
BASE	System oparcia STABILO-próżniowe formowanie oparcia.		1056 zł	1141 zł	
COMFORTABLE PLUS	System oparcia STABILO-próżniowe formowanie oparcia.		1191 zł	1286 zł	
Orteza tułowia TARTA ® (tylko z oparciem L44 oraz L34 Tube Ergo) dodatkowe oparcie do zamontowania na stelażu oparcia.					
5S	5 kręgów standard		4,316 zł	4,661 zł	
5C	5 kręgów contour		4,316 zł	4,661 zł	
6S	6 kręgów standard		4,565 zł	4,930 zł	
6C	6 kręgów contour		4,565 zł	4,930 zł	

Siedzisko & Oparcie regulacje						
SE30	Manualna skokowa regulacja kąta siedziska		-	-	 SE42+SE40/SE39  SE43+SE41	
SE34	Manualna skokowa regulacja kąta oparcia		-	-		
SE36	Manualna płynna regulacja kąta oparcia do 30° - sprężyna gazowa.		738 zł	797 zł		
SE39	Automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (20°) i oparcia (30°) (2 siłowniki) - regulacja wysokości siedziska (bez poduszki) w zakresie 45 cm lub 50 cm.		3604 zł	3892 zł		
SE40	Automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (20° - 1 siłownik), regulacja wys. siedziska (bez poduszki) w zakresie 45 cm lub 50 cm.		1802 zł	1946 zł		
SE41	Automatyczna płynna regulacja kąta oparcia (30° - 1 siłownik), regulacja wysokości siedziska (bez poduszki) w zakresie 45 cm lub 50 cm.		1802 zł	1946 zł		
SE42+SE40	Winda automatyczna podnosi siedzisko o 300 mm +automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (45°) (2 siłowniki) - wysokość siedziska (bez poduszki) 49 cm.		4914 zł	5307 zł		
SE42+SE39	Winda automatyczna podnosi siedzisko o 300 mm +automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (50°) i oparcia (30°) (3 siłowniki.) - wysokość siedziska (bez poduszki) 49 cm.		6006 zł	6178 zł		
SE43	Automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (50°) (1 siłownik) - wysokość siedziska (bez poduszki) 47 lub 52 cm.		1966 zł	2123 zł		
SE43+SE41	Automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (50°) i oparcia (30°) (2 siłowniki)- regulacja wys. siedziska (bez poduszki) 47 lub 52 cm.		3822 zł	4128 zł		
Koła & Opony						
Koła przednie napędowe (350x 70) 3,00x8						
	Pneumatyczne, czarna opona, czarna felga, bieżnik typu "block"		-	-	  	
	Pneumatyczne, czarna opona, czarna felga, płaski bieżnik typu "line"		-	-		
	Pneumatyczne, szara opona, czarna felga, bieżnik typu "block"		376 zł	406 zł		
	Antyprzebiciowe, czarna opona, czarna felga, bieżnik typu "block"		376 zł	406 zł		
Tylne koło (250 x 70) 9"						
	Pneumatyczne, czarna opona, czarna felga, płaski bieżnik typu "line"		-	-	 	
	Pneumatyczne, szara opona, czarna felga, płaski bieżnik typu "line"		-	-		
	Antyprzebiciowe, czarna opona, czarna felga, płaski bieżnik typu "line"		376 zł	406 zł		
Kolory ramy						
		mat	połysk			
C4	Jasny czerwony			-	-	      
C75	Czarny mat		-	-	-	
C77	Czarny połysk	-		-	-	
C8	Żółty			-	-	
C29	Srebrny			-	-	
C59	Szampański			-	-	
C53	Pomarańczowy			-	-	

C55	Inox			-	-	
C56	Niebieski metalic			-	-	
C76	Biały			-	-	
C79	Jasny niebieski			-	-	
C85	Zielony jasny			-	-	
C71	Granatowy błyszczący	-		-	-	
C72	Czerwony błyszczący	-		-	-	
C73	Błyszcząca zieleń limonkowa	-		-	-	
C78	Błyszczący jasny niebieski	-		-	-	
C88	Złoty	-		-	-	
C89	Miedziany	-		-	-	
	Dowolny wybrany kolor			328 zł	354 zł	
OPCJE						
Se 01	łotniki			-	-	
B15	Stolik z plexi (transparentny) nie kompatybilny z lusterkiem SE74 i SE74A oraz podłokietnikami B66 i B66S.			364 zł	393 zł	
B15A	Stolik z ABS (czarny) nie kompatybilny z lusterkiem SE74 i SE74A oraz podłokietnikami B66 i B66S.			204 zł	220 zł	
B22	Klin			248 zł	268 zł	
B31	Uchwyt na kule			255 zł	276 zł	
B58	Pas bezpieczeństwa z klamrą samochodową			-	-	
L04	Pelota boczna stabilizująca tułów (zawsze z oparciem L34 na otapicerowanej płycie drewnianej)					
	Prawa duża			167 zł	180 zł	
	Prawa mała			167 zł	180 zł	
	Lewa duża			167 zł	180 zł	
	Lewa mała			167 zł	180 zł	
	Pelota boczna stabilizująca tułów (z oparciem standardowym L44)					
	Prawa duża			792 zł	855 zł	
	Prawa mała			792 zł	855 zł	

	Lewa duża		792 zł	855 zł	
	Lewa mała		792 zł	855 zł	
SE16	Płyta boczna podłokietnika (plexi) - transparentna. Nie kompatybilna z pelotami udowymi SE37 i podłokietnikami B66 / B66S.		-	-	
L58+B47	Zagłówek ortopedyczny 3D regulowany na wysokość, głębokość, szerokość i obracany do tapicerki standardowej L44, L34 Ergo.		493 zł	536 zł	
L58	Zagłówek ortopedyczny 3D regulowany na wys., gł., szer. i obracany w parze z oparciem L34 Std i L34 Tube na		441 zł	476 zł	
L55+B47	Zagłówek ortopedyczny regulowany na wysokość i głębokość do tapicerki standardowej L44, L34 Ergo.		386 zł	417 zł	
L55	Zagłówek ortopedyczny regulowany na wysokość i głębokość w parze z oparciem L34 Std i L34 Tube na otapicerowanej płycie drewnianej.		331 zł	357 zł	
SE19	Otapicerowanej płycie drewnianej LED lights.		-	-	
SE58	Uchwyty "TAXI"		-	-	
SE24	Uchwyt na butelkę lub kubek		164 zł	177 zł	
SE26	Uchwyt do pchania tylko z oparciem L34 Std.		196 zł	212 zł	
SE27	Kufer zamykany na klucz, nie kompatybilny z oparciem L44 Velcro i opcjami, SE42 & SE43 & L55 & SE26		437 zł	472 zł	
SE28	Bagażnik nie kompatybilny z opcjami, SE42 & SE43 & SE27.		546 zł	590 zł	
SE37	Peloty stabilizujące uda (para) - nie kompatybilne z płytą boczną podłokietnika SE16		415 zł	448 zł	
SE74	Lusterko wsteczne nie kompatybilne z podłokietnikami B66 / B66S		153 zł	165 zł	
SE74A	Lusterko wsteczne odchylane nie kompatybilne z podłokietnikami B66 / B66S		306 zł	330 zł	
SE 06	Port USB do ładowania telefonu.		735 zł	794 zł	
SE 49	Torebka na podręczne rzeczy pod siedziskiem, zamykana na zamek błyskawiczny. Nie kompatybilny z podnóżkiem BZ10E.		165 zł	178 zł	
Pasy, kamizelki stabilizacyjne					
U173 S	Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem		167	180	
U173 L			198	213	
U174 S	Kamizelka stabilizująca tułów bez zamka		165	178	
U174 L			195	211	

U174 P-S	Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem z ujęciem krocza		168	182	
U174 P-L			198	213	
U180 S	Pas brzuszny		123	133	
U180 L			143	154	
U180 P-S	Pas brzuszny z ujęciem krocza		178	192	
U180 P-L			261	282	
U08 S	Pasy udowe odwodzący		134	145	
U08 L			153	165	
U96	Pasy stabilizujące nadgarstki		108	117	

PASY STABILIZUJĄCO-KOREKCYJNE z Neoprenu NEOFLEX~

MIEDNICA

U76 Neo	Pas stabilizujący miednicę dwupunktowy		120	130	
U75 Neo	Pas stabilizujący miednicę czteropunktowy		131	142	
U01 Neo	Pas odwodzący		240	259	

TUŁÓW

U73 Neo	Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem		262	283	
U74 Neo	Kamizelka stabilizująca tułów bez zamka		197	212	
U79 Neo	Pasy czteropunktowe stabilizujące tułów		164	177	
U80 Neo	Szeroki pas stabilizujący tułów		142	153	

UWAGI